



**DOBRODOŠLI U SVET BIOXIGEN®-a
INOVATIVNOG SISTEMA ZA SANACIJU VAZDUHA I PROSTORA**

**BIOXIGEN® TEHNOLOGIJA SE ZASNIVA NA KONTROLISANOM
BIPOLARNOM JONIZACIONOM PROCESU KOJI PROIZVODI
ANTMIKROBNI EFEKAT AKTIVIRANJEM MOLEKULA KISEONIKA,
PROČIŠĆAVA VAZDUH, UNIŠTAVA BAKTERIJE, VIRUSE, GLJIVICE,
ENDOTOKSINE I SPORE.**

**REZULTAT JE JASNO POBOLJŠANJE KVALITETA VAZDUHA KOJE DOPRINOSI
ZDRAVLJU I SVEOPŠTEM POVEĆANJU KOMFORA U PROSTORIJAMA U KOJIMA
LJUDI PROVODE NAJVEĆI DEO VREMENA, DOK POSEBAN ZNAČAJ SE ISTIČE**



BIOXIGEN® SISTEM JE SERTIFIKOVAN OD STRANE VODEĆIH UNIVERZITETA KOJI POTVRĐUJU KVALITET


REZULTATI TESTIRANJA

*DEKONTAMINACIJA MOŽE DOSTIĆI I NIVO OD 99% U ODNOSU NA MIKROBNU POPULACIJU

REZULTATI TESTIRANJA VRŠENI NA RAZLIČITIM VRSTAMA BAKTERIJA SU PRIKAZANI U TABELI ISPOD

Pre	Redukcija mikrobiološkog sadržaja sa Bioxigen®-om		Posle
	Staphylococcus aureus	smanjenje%	
	za 3 sata	- 70,90	
	za 8 sati	- 97,02	
	za 24 sata	- 98,80	
	Escherichia coli	smanjenje%	
	za 3 sata	- 84,07	
	za 8 sati	- 89,77	
	za 24 sata	- 99,53	
	Saccaromices cerevisiae	smanjenje%	
	za 3 sata	- 97,71	
	za 8 sati	- 98,14	
	za 24 sata	- 99,05	
	Legionella	UFC / 0,1 ml	
	negativna kontrola	0	
	pozitivna kontrola	191	
	nakon 5 minuta	180	
	nakon 15 minuta	3	
	nakon 30 minuta	0	
	nakon 60 minuta	0	

Laboratorijski testovi



Pre aktivacije Bioxigen®-a



Nakon aktivacije Bioxigen®-a



Redukcija i inaktivacija bakterijskih kultura kao što su *Listeria*, *E.colli*, *Staphylococcus aureus* i drugih...



EPVU EC Sertifikat
Medicinska sredstva
– Klasa IIa



**BIOXIGEN® JE SPECIJALNO DIZAJNIRAN ZA PRIMENU U
DRUŠTVENIM, ZDRAVSTVENIM, ŠKOLSKIM USTANOVAMA,
KOMPANIJAMA I UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA**

SEKTORI PRIMENE

- ZDRAVSTVENE USTANOVE
- ŠKOLSKE I PREDŠKOLSKE
- USTANOVE PRIVATNI I POSLOVNI
- OBJEKTI UGOSTITELJSKI OBJEKTI
- INDUSTRIJSKI OBJEKTI



BIOXIGEN® TEHNOLOGIJU ODLIKUJU MNOGOBROJNE PREDNOSTI U ODNOSU NA STANDARDNE IAQ SISTEME

PREDNOSTI



Bioxigen® je kroz testiranja i praksu ostvario značajno bolje preformanse i rezultate od standardnih IAQ sistema.

Neke od osnovnih prednosti u odnosu na standardne filter, UV, mehaničke sisteme ili hemikalije su:

- potpuno prirodna tehnologija prečišćavanja
- kontinuirano delovanje
- bez stvaranja bilo kakvog opasnog otpada
- efikasnost na kompletnu prostoriju koju pokriva
- uticaj i na površine a ne samo na vazduh
- odsustvo visokih troškova potrošnje energije
- bez troškova održavanja

TRIS

Tris je uređaj za jonizovanje vazduha elegantnog i funkcionalnog dizajna.

Tehničke karakteristike

Dimenzije: 126x117x202 mm


Težina: 0,4 kg

Snaga: 12 V

Potrošnja: 4,5 W

Montaža: samostojeći uređaj

Dostupne boje: bela / crvena / crna



Primena

- Poslovni prostori do 12 m²
- Prodavnice do 10 m²
- Saloni do 10 m²
- Čekaonice do 12 m²
- Stomatološke ambulante do 12 m²
- Biblioteke do 12 m²
- Kuhinje do 10 m²
- Spavaće sobe do 15 m²

*izražene veličine su samo reprezentativnog karaktera i mogu varirati u zavisnosti od količine vazduha koji je potrebno tretirati

MAIA

Maia je uređaj za jonizovanje vazduha elegantnog i funkcionalnog dizajna. Lako se montira kao samostojeći uređaj, na zid ili plafon.
Dostupan u varijantama: MAIA Static B i MAIA Static C

Tehničke karakteristike MAIA Static B/Static C

Dimenzije: 335x110x85 mm / 335x110x85 mm

Težina: 1,1 kg / 1,2 kg

Snaga: 230 V / 1 ph / 50Hz / 230 V / 1 ph / 50Hz

Potrošnja: 4 W / 6 W



Primena MAIA StaticB/Static C

- Poslovni prostori 25 / 35 m²
- Prodavnice do 20 / 30 m²
- Saloni 20 / 30 m²
- Čekaonice 20 / 30 m²
- Stomatološke ambulante 20 / 30 m²
- Biblioteke 25 / 35 m²
- Kuhinje do 20 / 30 m²
- Spavaće sobe 30 / 40 m²

*izražene veličine su samo reprezentativnog karaktera i mogu varirati u zavisnosti od količine vazduha koji je potrebno tretirati

MISTRAL

Mistral je uređaj za jonizovanje vazduha elegantnog i funkcionalnog dizajna. Laka montaža na plafon i opremljenost za daljinsko upravljanje.
Dostupan u varijantama: MISTRAL i MISTRAL MAXI

Tehničke karakteristike MISTRAL / MISTRAL MAXI

Dimenzije: 475x475x125 mm / 475x475x125 mm

Težina: 7,5 kg / 9,5 kg

Snaga: 230 V / 1 ph / 50 Hz / 230 V / 1 ph / 50 Hz

Potrošnja: 37 W / 45 W

Boja: siva



Primena

- Hirurške sale 90 / 140 m²
- Sobe intenzivne nege 90 / 140 m²
- Čekaonice 90 / 140 m²
- Stomatološke ambulante 90 / 140 m²
- Učionice 80 / 120 m²
- Poslovni prostori 80 / 120 m²
- Prodavnice 90 / 140 m²
- Saloni 90 / 140 m²
- Biblioteke 90 / 140 m²
- Javni toaleti 70 / 110 m²
- Višenamenske prostorije 80 / 120 m²

*izražene veličine su samo reprezentativnog karaktera i mogu varirati u zavisnosti od količine vazduha koji je potrebno tretirati